

Показания к применению

- заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- вегетососудистая дистония;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- урологические и гинекологические заболевания;
- мочекаменная болезнь;
- сексуальная дисфункция у мужчин, включая хронический простатит;
- бронхиты;
- бронхиальная астма;
- сахарный диабет;
- хронические запоры;
- заболевание глаз и ЛОР-органов и др.

Преимущества амплипульстерапии:

- ритм серий импульсов низкой частоты упорядочен;
- синусоидальное модулирование воздействует на липидный слой в коже и более глубоких тканях;
- под влиянием токов мозг и почки снабжаются кровью лучше;
- воспаления локализуются и снимаются.

Аппараты низкочастотной физиотерапии серии «Амплипульс» предназначены для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты с целью обезболивающего и противовоспалительного действия

Модельный ряд



АМПИПУЛЬС-5

Надежный металлический корпус с высокой степенью защиты. Удобная ручка для перемещения аппарата.

- электрофорез/гальванизация,
 - электросон,
 - амплипульстерапия,
 - электростимуляция
- 3 диапазона плавной регулировки тока
5 видов лечебных воздействий.
Цифровая индикация параметров процедуры.
Процедурный таймер.
Автоматическое плавное выключение тока по истечению времени процедуры.
Все комплектующие выполнены из материалов, разрешенных медицинской практикой
Полностью укомплектован для лечения ряда заболеваний и выполнения различных процедур.
Гарантийный срок - 18 мес.
Габаритные размеры, мм - 330x325x224
Масса, кг, не более - 5,2

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07105
Код вида медицинского изделия - 263160
Подходит для оснащения по Приказу Минздрава РФ №788Н

АМПИПУЛЬС-5.1 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

(ток каждого канала регулируется отдельно)

- электрофорез/гальванизация,
 - электросон,
 - амплипульстерапия,
 - электростимуляция
- Нейростимулирующий эффект.
Цифровая индикация параметров процедуры.
Процедурный таймер.
Автоматическое плавное выключение тока по истечению времени процедуры.
Все комплектующие выполнены из материалов, разрешенных в медицинской практике.
Полностью укомплектован для лечения ряда заболеваний и выполнения различных процедур.
Гарантийный срок - 18 мес.
Габаритные размеры, мм - 320x270x100
Масса, кг, не более - 4,0

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07848
Код вида медицинского изделия - 263160
Подходит для оснащения по Приказу Минздрава РФ №788Н




АМПИПУЛЬС-5.2

Малогабаритный пластмассовый корпус
Возможно проведение амплипульсфореза лекарственных веществ в выпрямленном режиме

- электрофорез/гальванизация,
 - электросон,
 - амплипульстерапия,
 - электростимуляция
- 3 диапазона плавной регулировки тока
5 видов лечебных воздействий.
Цифровая индикация параметров процедуры.
Процедурный таймер.
Удобство в управлении.
Автоматическое плавное выключение тока по истечению времени процедуры.
Все комплектующие выполнены из материалов, разрешенных медицинской практикой.
Полностью укомплектован для лечения ряда заболеваний и выполнения различных процедур.
Гарантийный срок - 18 мес.
Габаритные размеры, мм - 195x248x58
Масса, кг, не более - 1,0

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2868
Код вида медицинского изделия - 263160
Подходит для оснащения по Приказу Минздрава РФ №788Н



Амплипульстерапия для детей

Благодаря своим особым свойствам аппараты серии «Амплипульс» применяются даже для маленьких детей. Эффективность такого метода равна результату от одновременного применения высоко- и низкочастотных токов. Токи действуют на нервные окончания и образования в мышцах. Такое воздействие повышает лабильность и биоэлектрическую лабильность образований в нервах. Несмотря на то, что СМТ способны проникать глубоко, они не повреждают ткани и не вызывают ожоги.

Показания к амплипульстерапии

Запишите ребенка на амплипульстерапию к врачу-физиотерапевту, если есть следующие заболевания или патологические состояния тканей:

- Гастриты и иные болезни пищеварительной системы;
- Сахарный диабет;
- Недержание мочи, мочекаменная болезнь (если камни небольшие);
- Паралич или парез того или иного вида;
- Атрофия мышц после долгого периода без движения, операций, полиомиелита, травмы;
- Хронический лимфостаз;
- Ишемия и др.

Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

ВАЖНО! Для проведения амплипульстерапии не нужно специально подготавливать ребенка - достаточно лишь записать его на процедуру к врачу-физиотерапевту. Сама процедура занимает не более 15-20 минут и не требует выполнения специальных рекомендаций после окончания лечебного сеанса. Сразу после процедуры ребенок сможет сразу же вернуться к обычной жизни.